


Take action, **Save** a life

NPDヘルスケア AED販売

もしものとき あれば救える...



✓心停止後は早急に**除細動**を！

※除細動とは…異常な細かいけいれんによりポンプ機能を失った状態（心室細動）になった心臓に電気ショックを与えることで正常なリズムに戻すこと

✓**除細動**を行うまでの時間は…

1分遅れるごとに、救命率が**7~10%**低下！


交通渋滞が日常化しているタイで
♥️ 救急車到着までにあなたができる救命活動がAEDです ♥️

操作は簡単!わずか3ステップ




Step1

フタを開けると自動電源ON



Step2

電極パッドを胸に貼る



Step3

ボタンを押して電気ショック

AED販売価格 69,000 THB

※ 記載価格はVAT 7%別途になります。

- ・初回トレーニング無料 (以降、12,000 THB/回)
- ・メーカー保証 7年
- ・減価償却費 1,150 THB/月 (5年償却)

▶ 日本語、タイ語の2か国語音声ガイダンス

1か国語のみの音声ガイダンスにも設定できます。

▶ 充実のセルフテスト

毎日/毎月のセルフテストで、バッテリーや電極パッドの断線などさまざまな項目を確認し、アラームでお知らせします。

▶ 耐久性とコンパクトさの実現

-5℃から50℃の環境でも操作が可能。
防塵性および防水性を備えており、過酷な状況下でも使用できます。
また、非常にコンパクトで持ち運びしやすく、省スペースで設置できます。

▶ すべての年齢層に対応

パッドは成人・小児共通。スイッチを切り換えるだけで小児から成人まで対応します。




❖ 充実のオプションサービス ❖ AEDトレーニング講習 (タイ語、日本語)



パッケージ

AED3100
NIHON KOHDEN



バッテリー



スマートパッド



壁掛けキャビネット
(ブザー付き)



NPD HEALTHCARE SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.

TEL: 02-235-5446~9 FAX: 02-235-5450

日本人担当：山本 (063-269-5225) E-mail: info@npd.co.th

タイ人担当：Mr. Sanhapat (063-231-1188) E-mail: sales2@npd.co.th

